

Bezpieczna linia dojelitowa


Inteligentne połączenie



Bezpieczny system do żywienia dojelitowego

Bezpieczny
i prosty

Połączenie z dietą



ENPlus do worków

- Zapobiega podłączeniu zestawów do podawania dożylnego
- Łatwe w użytkowaniu rozwiązanie „zamek i klucz”

ENPlus uniwersalny adapter

- Zapobiega podłączeniu do zestawów do podawania dożylnego
- Łatwe w użytkowaniu rozwiązanie „zamek i klucz”
- Adapter do butelek z kapslem i szeroką szyjką

Jeden prosty system poprawiający bezpieczeństwo pacjenta




Grawitacyjny zestaw do podawania



Ambulatoryjna pompa do żywienia dojelitowego (Enteroport® plus)



Pompa objętościowa B. Braun Infusomat® Space



System grawitacyjny B. Braun



System Enteroport® B. Braun



Infusomat® Space B. Braun


System do kontrolowanej insulinoterapii B. Braun Space Glucose Control (SGC) pozwala utrzymać bezpieczny i wiarygodny poziom glikemii u poważnie chorych pacjentów, zmniejszając ryzyko hiper- i hipoglikemii oraz zmiennego poziomu glukozy we krwi.

Z pomocą inteligentnego algorytmu dawkowania insuliny SGC integruje węglowodany pochodzące z żywienia enteralnego i parenteralnego. W wyniku czego precyzyjnie wskazuje prawidłową szybkość infuzji insuliny i termin następnego pomiaru glikemii.

Łączenie pasujących elementów



Bezpieczny, odrotny Port Y
z pasującą strzykawką do podawania
żywności dojelitowej Omnifix® Enteral



Połączenie z pacjentem



Omnifix® bezpieczny odrotny port do żywienia dojelitowego

- Do podawania żywności dojelitowej lub leków dojelitowych i przepłukiwania
- Kompatybilny wyłącznie ze strzykawkami do żywienia dojelitowego

ENLock (męski i żeński)

- Niekompatybilny z łącznikami stosowanymi w leczeniu dożylnym
- Kompatybilny z większością zgłębników lejkowych i łączników

Bezpieczna linia dojelitowa

B. Braun jest Państwa partnerem w żywieniu klinicznym, oferującym pełen zestaw produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Nasze wszechstronne wsparcie w żywieniu daje Państwu możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb pacjentów i pozytywnego wpływu na ich wyniki kliniczne.

Zadaniem firmy B. Braun jako lidera bezpiecznej terapii infuzyjnej jest poprawa bezpieczeństwa podawania preparatów w ramach żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Opisano przypadki niewłaściwego połączenia podczas żywienia dojelitowego powodującego ciężkie i śmiertelne konsekwencje dla pacjentów. Firma B. Braun jest świadoma Państwa wymagań dotyczących bezpiecznego podawania preparatów w ramach żywienia dojelitowego. Nowy system bezpieczeństwa pozwala uniknąć pomyłek dotyczących dróg podawania żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Wraz z zestawem produktów w ramach nowego systemu bezpieczeństwa, oferujemy Państwu wszelkie niezbędne zestawy do podawania, dedykowane strzykawki i dreny.

Niezależnie czy używają Państwo...



▶ Systemów grawitacyjnych



▶ Ambulatoryjnych pomp do żywienia dojelitowego B. Braun



▶ lub objętościowych pomp B. Braun Infusomat® Space

System bezpieczeństwa żywienia dojelitowego współpracuje ze wszystkimi pojemnikami z dietą, w tym:



▶ Workami



▶ Butelkami szklanymi lub z szeroką szyjką



▶ Strzykawkami









▶ Mieszaninami składników dietetycznych

Korzyści dla użytkownika:

- Specyficzne łączniki do żywienia dojelitowego eliminują możliwość pomylenia portów dostępu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
- Fioletowy kod barwny ułatwia identyfikację
- Jeden system do wszystkich podstawowych zastosowań i pojemników z dietą








System bezpiecznego żywienia dojelitowego

Sposób podawania	Zestaw do podawania z pustym workiem	Zestaw do podawania z uniwersalnym adapterem
	 Nutrifix® 1000 ml Safety (bezpieczny) Nr art. 9240678	 Nutrifix® Universal Adapter Safety (bezpieczny uniwersalny adapter) Nr art. 9240622
	 Enteroport® plus Set 1000 ml Safety (bezpieczny) Nr art. 8721735	 Enteroport® plus Set Universal Adapter Safety (bezpieczny uniwersalny adapter) Nr art. 8721745
	 Dren Infusomat® Space Line ze zintegrowanym workiem żywieniowym 1000 ml Nr art. 8250836 SP	 Dren Infusomat® Space Line z multikonektorem uniwersalnym, i bezigłowym portem do wstrzyknięć, Nr art. 8250856 SP

Wszystkie zestawy do podawania są kompatybilne ze strzykawkami do żywienia dojelitowego Omnifix®. Zestawy do podawania z uniwersalnym adapterem mogą być połączone z workami, butelkami z kapslem i szeroką szyjką oraz pustymi workami.



Omnifix® Enteral	pojemność	stopniowanie skali	Nr art.
	5 ml	0.2 ml	4616005-01
	10 ml	0.5 ml	4616010-01
	20 ml	1.0 ml	4616020-01
	50 / 60 ml	1.0 ml	4616050-01

Oryginalne bezpieczne linie Perfusor®	Średnica wewnętrzna mm/ długość cm	Nr art.
	1.0 / 150	8722930

Dostępne jest również portfolio bezpiecznych zgłębników. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy B. Braun.

