

ZASTRZEŻONE TECHNOLOGIE

SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Technologia eliminująca rolowanie mankietu i zapewniająca ochronę przedramienia

DERMASHIELD™

Polymer Coating Technology

Technologia powlekania polimerami umożliwiającą łatwe zakładanie w środowisku suchym i mokrym

PEARL™

Protein Leaching Technology

Dodatkowe etapy ługowania umożliwiające uzyskanie niskiego poziomu białek lateksowych i wyeliminowanie akceleratorów chemicznych

ART™

Advanced Rheology Technology

Zaawansowana technologia reologiczna zapewniająca równomierne i spójne tworzenie filmuna powierzchni formy ceramicznej przez uszczelnienie mikrouszkodzeń

HYDRASOFT™

Moisturizing Technology

Technologia pozwalająca nawilżyć i ochronić skórę wrażliwą i podrażnioną, zminimalizować pękanie i wysuszanie skóry dzięki warstwie pielęgnacyjnej na wewnętrznej powierzchni rękawicy

SENSOPRENE™

Ultra-thin Neoprene Formulation

Technologia zapewniająca najwyższą barierowość bez uszczerbku na komforcie pracy; 30% cieńsze niż standardowe rękawice neoprenowe

HYBRID

Synthetic Blend Technology

Technologia łącząca elastyczność i dopasowanie poliizoprenu oraz wytrzymałość i barierowość neoprenu.

Rękawice chirurgiczne lateksowe

Ansell



GAMMEX® LATEX ENLITE

Opakowanie typu
Smart Pack

Mikroteksturowana
powierzchnia
antypoślizgowa



Niski poziom
protein obniżający
ryzyko wystąpienia
alergii typu I

Prosty mankiet
eliminujący
rolowanie

MEDI-GRIP® LATEX STANDARD

WYKONANE Z ZASTOSOWANIEM
ANATOMICZNYCH FORM, ABY
ZAPEWNIĆ **DOPASOWANIE**

**ZREDUKOWAĆ
ZMĘCZENIE DŁONI**

POLIMERYZOWANE, ABY
ZAPEWNIĆ
**ŁATWE I SZYBKIE
ZAKŁADANIE**



**MIĘKKIE I
KOMFORTOWE**
OPTYMALNA GRUBOŚĆ,
ODPOWIEDNIA
**WRAŻLIWOŚĆ I
ZRĘCZNOŚĆ**

GAMMEX® LATEX MOISTURIZING

POZWALA ZAPEWNIĆ
SKÓRZE ODPOWIEDNIE
NAWILŻENIE

|

ELASTYCZNOŚĆ

PEWNY CHWYT
W SUCHYM I MOKRYM
ŚRODOWISKU



ZWIĘKSZONY **KOMFORT**
I **DOPASOWANIE**
W CELU
ZMNIEJSZENIA
ZMĘCZENIA DŁONI

DODATKOWE ETAPY
WYPŁUKIWANIA
OBNIŻAJĄCE
RYZYO
WYSTĄPIENIA
ALERGII TYPU I
I IV

HYDRASOFT™
Moisturizing Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

GAMMEX® LATEX TEXTURED

WYRAŻNA TEKSTURA NA
ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI

**GWARANTUJĄCA
PEWNOŚĆ CHWYTU**

ZARÓWNO W SUCHYM JAK I MOKRYM
ŚRODOWISKU

OPTYMALNA GRUBOŚĆ
ZAPEWNIAJĄCA
**WRAŻLIWOŚĆ
DOTYKOWĄ I
OCHRONĘ**



OPATENTOWANA WEWNĘTRZNA
POWŁOKA POLIMEROWA

ZAPEWNIAJĄCA
**ŁATWE
ZAKŁADANIE W
WARUNKACH
SUCHYCH I
MOKRYCH**

JAK RÓWNIEŻ
**ŚRÓDOPERACYJNĄ
ZMIANĘ RĘKAWIC**

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

BEZLATEKSOWE

Rękawice chirurgiczne

www.ansellnonlatex.com



GAMMEX[®] Non-LATEX UNDERGLOVE

BEZLATEKSOWE
|
100% WOLNE
OD AKCELERATORÓW
CHEMICZNYCH

ZIELONY KOLOR JAKO
WSKAŹNIK
USZKODZENIA
RĘKAWICY WIERZCHNIEJ

SENSOPRENE[™]
Ultra-thin Neoprene Formulation



SMART Pack

CIENKA I JEDNOCZEŚNIE
WYTRZYMAŁA RĘKAWICA
ZAPEWNIAJĄCA
KOMFORT I
WYTRZYMAŁOŚĆ
PRZETESTOWANA NA PRZENIKANIE
CYTOSTATYKÓW
I NA WIELE **SUBSTANCJI**
CHEMICZNYCH
STOSOWANYCH W SZPITALACH

SENSOPRENE[™]
Ultra-thin Neoprene Formulation

DERMASHIELD[™]
Donning Aid Technology

PEARL[™]
Allergen Reduction Technology

A.R.T.[™]
Pinhole Barrier Technology

SUREFIT[™]
Cuff Grip Technology

GAMMEX[®] PI HYBRID

**ELASTYCZNOŚĆ
POLIIZOPRENU**

**WYTRZYMAŁOŚĆ
NEOPRENU**



ODPOWIEDNIA DO STOSOWANIA W
SYSTEMIE PODWÓJNEGO
RĘKAWICZKOWANIA JAKO **RĘKAWICA**
WIERZCHNIA Z UWAGI NA
PÓŁPRZEźROczYSTOŚĆ

WYSOKI POZIOM
OCHRONY PRZED ALERGIĄ -
WOLNE OD LATEKSU,
DPG, ZMBT, CPC

HYBRID
Synthetic Blend Technology

ERGOFORM[™]
Ergonomic Design Technology

DERMASHIELD[™]
Donning Aid Technology

PEARL[™]
Allergen Reduction Technology

A.R.T[™]
Pinhole Barrier Technology

SUREFIT[™]
Cuff Grip Technology

GAMMEX[®] PI PLUS GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM

2 RĘKAWICE W 1

WSTĘPNIE ZAŁOŻONE I ZAPAKOWANE

W JEDNYM OPAKOWANIU

SZYBSZE ZAKŁADANIE:

Oszczędność 30 sek

ŁATWIEJSZE ZAKŁADANIE:

JEDNO ZAŁOŻENIE | GOTOWE!

GLOVE-IN-GLOVE™
Pre-donned Double Gloving System

SMART Pack™



50% MNIEJ OPAKOWAŃ

| MNIEJ ODPADÓW

**OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA**

NA BLOKU

CHIRURGICZNYM

LATWIEJSZE PODWÓJNE RĘKAWICZKOWANIE

ZGODNE Z REKOMENDACJAMI

| PROMUJĄCE

BEZPIECZEŃSTWO W CHIRURGII

PI-KARE™
Skin-friendly PI Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

GAMMEX® PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM

POZYCJONOWANIE INFORMACJI



2 rękawice w 1

Pierwszy na świecie system podwójnego rękawiczkowania, w którym rękawica spodnia znajduje się w środku wierzchniej, co umożliwia ich zakładanie jednym ruchem

Oszczędność 50% czasu podczas zakładania

To proste i zajmuje tylko kilka sekund od rozpakowania do założenia. Fabrycznie ułożone 2 rękawice umożliwiają personelowi zakładanie jednym ruchem, skracając czas wykonania procedury.



REDUKCJA ODPADÓW

Dzięki połączeniu rękawic w jeden komplet zapakowany w 1 kopertę papierową i 1 opakowanie foliowe zredukowano ilość odpadów o 50%. W połączeniu z dyspenserem typu Spart Pack generowane jest jeszcze mniej odpadów ograniczając wpływ na środowisko naturalne.

Ansell

1

OTWIERANIE



2

ZAKŁADANIE



3

GOTOWE



INNOWACYJNY I PROSTY SYSTEM

jednoczesnego
zakładania rękawicy
spodniej wraz z
wierzchnią



Unikatowe zalety

1. Szybsza procedura podwójnego rękawiczkowania
2. Brak ryzyka alergii na lateks typu I i minimalizacja ryzyka wystąpienia alergii typu IV
3. Mniej odpadów opakowaniowych
4. Półprzezroczysta zewnętrzna rękawica dla wyraźnej identyfikacji uszkodzenia
5. Oszczędność miejsca
6. Uproszczona logistyka szpitalna

GAMMEX[®] PI Plus Glove-in-Glove System

www.ansellnonlatex.com

Bezpieczne dla skóry
rękawice chirurgiczne
poliizoprenowe w
systemie podwójnego
rękawiczkania, z
identyfikacją uszkodzenia

**Rękawica
spodnia**

GAMMEX Non-Latex PI Underglove



**Rękawica
wierzchnia**

GAMMEX Non-Latex PI Textured




Rozm.	REF	Rozm.	REF	Identyfikacja rozmiaru	Pakowanie
5.5	340082055	7.5	340082075	2 rękawice w tym samym rozmiarze	25 kompletów w dyspenserze
6.0	340082060	8.0	340082080		4 dyspensery w kartonie
6.5	340082065	8.5	340082085		100 kompletów w kartonie
7.0	340082070	9.0	340082090		

NAJWYŻSZY STANDARD OPAKOWAŃ



SMART
FUNKCJONALNOŚĆ



SMART
IDENTYFIKACJA



SMART
OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA



SMART
DLA ŚRODOWISKA



NAJWYŻSZY STANDARD OPAKOWAŃ



SMART
FUNKCJONALNOŚĆ

- Może być umieszczany w pozycji **PIONOWEJ** lub **POZIOMEJ** – dostosowanie do miejsca magazynowego
- Posiada przydatne otwory **CHWYĆ** i **PODNIEŚ**, otwór dostosowany do kształtu dłoni
- Łatwe do otwierania i poboru w obu pozycjach
- Praktyczny otwór do **zwrotu nieużytych rękawic**



NAJWYŻSZY STANDARD OPAKOWAŃ



SMART IDENTYFIKACJA

- Proste i intuicyjne **nazewnictwo produktu** niezależnie od umieszczenia dyspensera
- **Kodowanie kolorystyczne** dla łatwiejszej identyfikacji opakowania jednost. i zbiorczego
- **Kod kreskowy** z wyraźną identyfikacją rozmiaru po stronie z otwarciem



NAJWYŻSZY STANDARD OPAKOWAŃ



SMART

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

- kompaktowy dyspenser pozwalający na oszczędność 54%* miejsca na półce

* W porównaniu do poprzedniego opakowania

- Dyspenser zaprojektowany wg preferencji przechowywania: **poziomej** lub **pionowej**
- **Mniejszy i lżejszy** karton – mniejsze ryzyko kontaminacji



NAJWYŻSZY STANDARD OPAKOWAŃ



SMART
DLA ŚRODOWISKA

• **54%**
mniejszy box

→ 54% mniej
odpadów

→ 54%
mniej miejsca
transportowego

→ 54% mniejsza
emisja CO₂

POPZREDNIO → OBECNIE



TOUCHNTUFF DERMASHIELD 93-701

BEZŁATEKSOWE
|
100% WOLNE
OD AKCELERATORÓW
CHEMICZNYCH

ZIELONY KOLOR JAKO
WSKAŹNIK
USZKODZENIA
RĘKAWICY WIERZCHNIEJ

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



WYSOCE BARIEROWA
RĘKAWICA OCHRONNA
ZAPEWNIAJĄCA
KOMFORT I
WYTRZYMAŁOŚĆ

PRZETESTOWANA NA PRZENIKANIE
CYTOSTATYKÓW
I NA WIELE SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

Ansell

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

A.R.T™
Pinhole Barrier Technology

SUREFIT™
Cuff Grip Technology

Ansell

The Ansell logo features the word "Ansell" in a bold, white, sans-serif font. Below the text is a white, curved line that starts under the 'A', dips slightly, and then rises to end under the 'l', creating a swoosh effect.

HyFlex® GAMMEX® **AlphaTec®** MICROFLEX®