

Sonda do żywienia KANGAROO™ z obciążnikiem

Seria poliuretanowych sond do żywienia z obciążnikami zaprojektowanych do żywienia dożołądkowego, dodwunastniczego oraz dojelitowego

Cechy i korzyści

- Fioletowy port do żywienia ze złączem ENFit™*.
- Port Y do podawania leków, umożliwia podawanie leków bez konieczności odłączania zestawu pompy do podawania.
- Radiocieniujący materiał poliuretanowy oraz czytelne znaczniki głębokości dla łatwego monitorowania głębokości umieszczenia sondy.
- Sondy do żywienia z obciążnikami z oraz bez mandrynu.
- Oznakowania CE.
- Warunkowo bezpieczne w środowisku MR po wyjęciu mandrynu.



Nowa norma dla złączy do żywienia dojelitowego

Wcześniej systemy dożylnie i dojelitowe posiadały bardzo podobne złącza. Błędne podłączenie mogło doprowadzić do podania pożywienia dojelitowego do żyły lub leku dożylnego do żołądka. Takie błędne podłączenie mogło więc skutkować wystąpieniem poważnych zagrożeń dla zdrowia.

W celu uniknięcia błędnych podłączeń międzynarodowa grupa składająca się z lekarzy, producentów i przedstawicieli organów nadzorczych stworzyła nową normę – ISO 80369-3. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie liczby wystąpień błędnych podłączeń przewodów urządzeń medycznych. W wyniku wprowadzenia tej normy wszystkie nowe dojelitowe urządzenia medyczne będą wyposażone w nowe złącze ENFit™*.

Złącze zapewniające większe bezpieczeństwo pacjentów



GEDSA

Firma Cardinal Health jest zarejestrowanym członkiem GEDSA. Globalne Stowarzyszenie Dostawców Urządzeń do Żywienia Dojelitowego (GEDSA) zostało powołane w celu świadczenia pomocy we wdrażaniu międzynarodowych norm w zakresie złączy przewodów urządzeń medycznych, które mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

www.gedsa.org

Program Stay connected

Stay connected to program informacyjny stworzony przez stowarzyszenie GEDSA, którego celem jest umożliwienie skutecznego przejścia na użytkowanie nowych złączy ENFit™*. Program ma promować kompatybilność i spójność, które pozwalają na zmniejszenie prawdopodobieństwa błędnego podłączenia przewodów. Inicjatywa Stay Connected pomoże stopniowo wprowadzać do użytku złącza w nowym standardzie dla określonych systemów podawania, w tym do zastosowań ośrodkowych, w mankietach do mierzenia ciśnienia oraz do zastosowań związanych ze wspomaganiem oddychania.

Zarejestruj się i pozostań w kontakcie


Aby zarejestrować się w celu otrzymywania pocztą elektroniczną aktualności i narzędzi, które pozwolą wdrożyć te zmiany, proszę odwiedzić stronę internetową: www.stayconnected.org †

† Niniejszy dokument może zawierać łącza i odniesienia do zewnętrznych stron internetowych. Firma Cardinal Health nie przeprowadziła analizy żadnych zewnętrznych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności obowiązujących na jakichkolwiek zewnętrznych stronach internetowych oraz nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek szkody lub urazy wynikające z takich treści. Wszelkie łącza do innych stron internetowych zostały podane wyłącznie dla wygody użytkownika.

© 2018 Cardinal Health. Wszelkie prawa zastrzeżone. CARDINAL HEALTH, LOGO Cardinal Health KANGAROO oraz ENFit są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cardinal Health.

Wszystkie pozostałe znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli. Do dystrybucji na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. * Marki osób trzecich stanowią znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

Piśm. 2PATR18-791925 (08/2018)



Informacje na temat zamawiania produktów

Kod	Opis	Masa	Mandryn	Ilość w opakowaniu
8884720817E	8 Fr/Ch, długość 91 cm	3 g	NIE	10
8884720825E	8 Fr/Ch, długość 91 cm	3 g	TAK	10
8884721211E	12 Fr/Ch, długość 91 cm	5 g	NIE	10
8884720841E	8 Fr/Ch, długość 109 cm	3 g	NIE	10
8884720858E	8 Fr/Ch, długość 109 cm	3 g	TAK	10
8884721088E	10 Fr/Ch, długość 109 cm	5 g	TAK	10
8884721096E	10 Fr/Ch, długość 109 cm	5 g	NIE	10
8884721237E	12 Fr/Ch, długość 109 cm	5 g	NIE	10
8884721252E	12 Fr/Ch, długość 109 cm	5 g	TAK	10
8884710859E	8 Fr/Ch, długość 109 cm	7 g	TAK	10
8884710867E	8 Fr/Ch, długość 109 cm	5 g	TAK	10
8884711006E	10 Fr/Ch, długość 109 cm	7 g	TAK	10
8884711246E	12 Fr/Ch, długość 109 cm	7 g	NIE	10
8884711253E	12 Fr/Ch, długość 109 cm	7 g	TAK	10
8884710826E	8 Fr/Ch, długość 140 cm	7 g	TAK	10
8884721055E	10 Fr/Ch, długość 140 cm	5 g	TAK	10
8884721255E	12 Fr/Ch, długość 140 cm	5 g	TAK	10
8884720855E	8 Fr/Ch, długość 140 cm	5 g	TAK	10
8884710842E	8 Fr/Ch, długość 109 cm	7 g	NIE	10



CardinalHealth
Essential to care™