

Co jest dla Ciebie ważne?

- Simple
- Safe
- Reliable
- Value

System godzinowej zbiórki moczu Dover™
– 500 ml z bezigłowym złączem do pobierania moczu

 COVIDIEN





Produkty do zbiórki moczu Dover™

– stworzone, by spełnić Twoje potrzeby



Proste

- **Zawór opróżniający z przyciskiem** – umożliwia obsługę jedną ręką dla szybkiego i łatwego opróżniania worka
- **Uniwersalne złącze** zapewnia zgodność ze wszystkimi popularnymi typami cewników urologicznych
- **Zatrząsk drenu** – mocuje dren do łóżka.



Bezpieczne

- **Napowietrzana komora kroplowa** z zaworem zwrotnym, zapobiegającym cofaniu się moczu
- **Bezśluzowe złącze do pobierania próbek moczu** zapobiega przypadkowym zakłuciom, zwiększając bezpieczeństwo personelu klinicznego
- **Podwójny wieszak – hak i taśma** – zapewniają dodatkowe zabezpieczenie wypełnionego worka.



Niezawodne

- **Komora pomiarowa 500 ml** z wymiennym workiem 2600 ml umożliwia prowadzenie dokładnej zbiórki godzinowej w zamkniętym systemie drenażu pęcherza
- **Napowietrznik komory pomiarowej i worka** zapewnia optymalną równowagę ciśnień w worku i poprawia przepływ moczu
- **Sztywny uchwyt kurka** – pozwala na przechowywanie kurka drenu, gdy nie jest używany.



Ekonomiczne

Produkt wysokiej jakości, o niskiej cenie.

Dover™
– sprawdź
korzyści

Dover™ – nowe poszerzenie oferty urządzeń Covidien do zbiórki moczu

Informacje do zamówień

Nr ref.	Opis	Długość drenu	Szt. w opak.
900011	System godzinowej zbiórki moczu Dover™ – 500 ml	120 cm	10

*Produkty do zbiórki moczu Dover™
– stworzone, by spełnić Twoje potrzeby*

- Proste
- Niezawodne
- Bezpieczne
- Ekonomiczne

COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i slogan „positive results for life” są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych państwach znakami towarowymi Covidien AG. Pozostałe znaki towarowe są własnością spółki Covidien.

© 2013 Covidien. – MS_UR_2013_EP13_0404/PL – 07/2013