



Ecoflac Connect - Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym. System bezigłowy usprawnia pracę z lekiem i czyni ją bezpieczniejszą.

**TWÓJ KLUCZ DO  
BEZPIECZEŃSTWA**

# ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ TAK ABY BYŁA DLA CIEBIE BEZPIECZNA



Ecoflac Connect nr 4090550

## Definicje systemu zamkniętego.

System zamknięty ( Alert NIOSH)

"Urządzenie, które nie dokonuje wymiany niefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń z otoczeniem"

System zamknięty

(Infusion Nursing Standards of Practice)

"System podawania (leku) bez mechanizmu wyjścia zewnętrznego po wstępnym ustawieniu i montażu"



System CytoSet® Mix i CytoSet® do przygotowania i podawania leków cytotoksycznych

System zamknięty (Narodowa Agencja Nadzoru Sanitarnego, Brazylia )

"System stosowania metody pozajelitowej, nie pozwalający w trakcie przygotowania i podawania na kontakt roztworu z otoczeniem"

System otwarty:

"System podawania roztworów parenteralnych pozwalający na kontakt jałowego roztworu z otoczeniem, bądź w chwili otwarcia butelki, dodawania leków bądź wprowadzania urządzenia do aplikacji"