




Szerokie spektrum
zaworów dostępu
bezigłowego z podzielną
membraną wykonaną
w technologii
split-septum

NIE WYZNACZAMY LIMITÓW

TRZY ZRÓŻNICOWANE OBSZARY ZASTOSOWANIA



Zestawienie produktów z zaworami bezigłowymi z przegrodą podzielną w technologii split-septum.

Kod	Nazwa	Procedura
409100H	Safeflow- pojedynczy zawór dostępu bezigłowego	infuzja
415122-01	Caresite- pojedynczy zawór dostępu bezigłowego	infuzja
470100-01	Caresite z drenem śr.wew. 1,3mm	infuzja
470108-01	Caresite z drenem śr.wew. 2,8mm	infuzja
470106-01	Dren Y z 2 zaworami Caresite	infuzja / podanie leku
470160	Dren potrójny z 3 zaworami Caresite	infuzja / podanie leku
470161	Dren potrójny z 3 zaworami Caresite i 3 zastawkami bezzwrotnymi	infuzja / podanie leku
4063004C	Intrafix SafeSet z Caresite	infuzja / podanie leku
4061276	Exadrop z Intrafix Primeline z Safeflow	infuzja / podanie leku
16494CSF	Discofix C kranik trójdrożny z zaworem Safeflow	infuzja / podanie leku
16500CSF	Discofix C kranik trójdrożny z zaworem Safeflow i 10cm drenem	infuzja / podanie leku
4550590	Mini Spike 2	przygotowanie leku
4550591	Mini Spike 2 cząsteczkowy	przygotowanie leku
4550592	Chemo Mini Spike 2	przygotowanie leku

W przypadku stosowania systemów bezigłowych preferowane są zawory z przegrodą podzielną, w przeciwieństwie do niektórych zaworów mechanicznych, gdyż stosowanie tych drugich wiąże się z większym ryzykiem zakażeń [197-200]. Kategoria II *

* Wytyczne dotyczące Zapobiegania Odcewnikowym Zakażeniom Wewnątrznaczyniowym ZESZYT VIII PSPE. 2011.

AESCLAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCLAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-033 02/2020