



Niskoprofilowe sondy gastrostomijne  
Zawsze lepiej mieć wybór



## *Dwie wysokowydajne niskoprofilowe sondy gastrostomijne*

*Pacjenci mogą mieć różne wymagania względem najbardziej odpowiednich urządzeń do dostępu jelitowego. Oferując dwa różne rodzaje urządzeń niskoprofilowych, Covidien umożliwia Ci dokonanie najlepszego wyboru, optymalizującego opiekę w każdej sytuacji.*

- **Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Nutriport™ mocowana balonem jest wykonana w całości z silikonu, by zapewnić pacjentowi najwyższy standard komfortu.**
- **Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Entristar™ z wewnętrznym koszem mocującym wykonana jest z poliuretanu celem uzyskania przedłużonej trwałości.**

Obydwa urządzenia posiadają liczne zaawansowane rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo pacjenta i kliniczną łatwość użycia.



*Teraz jesteś przygotowany na wszelkie okoliczności*


## *Całkowicie silikonowa niskoprofilowa sonda gastrostomijna Nutriport™ mocowana balonem zapewnia elastyczność i wygodę*

Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Nutriport™ mocowana balonem jest wykonana z silikonu, tworzywa bardziej miękkiego niż inne materiały. Zapewnia to łatwość zakładania i zwiększa komfort pacjenta. Co więcej, silikonowy balon retencyjny jest niezwykle wytrzymały, umożliwiając korzystanie z sondy przez okres do 6 miesięcy, przy właściwej pielęgnacji i obsłudze. Zewnętrzne urządzenie mocujące ma jeden z najniższych osiągalnych profilów, ułatwiając ukrycie sondy pod ubraniem.

### **Inne korzyści zapewniane przez niskoprofilową sondę gastrostomijną Nutriport™ mocowaną balonem to:**

- konstrukcja zewnętrznego urządzenia mocującego z uniesioną stopką zapewnia cyrkulację powietrza wokół ujścia stomii, zmniejszając ryzyko maceracji skóry i dyskomfortu.
- proksymalny zawór antyrefluksowy zapobiega wyciekaniu treści żołądkowej i uszkodzaniu skóry.
- szeroki wachlarz rozmiarów (średnic i długości) pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby.
- zatrzask zabezpieczający Clipstar™ na ciągłym zestawie przedłużającym zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.
- zestaw przedłużający posiada fioletowe złącza dla ułatwienia identyfikacji systemu karmienia jelitowego.

### **Cechy niskoprofilowej sondy gastrostomijnej Nutriport™ mocowanej balonem**



## Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Entristar™


*Tworzywo poliuretanowe zapewniające zwiększenie trwałości i komfortu*

Unikatowa konstrukcja niskoprofilowej sondy gastrostomijnej Entristar™ umożliwia łatwe wprowadzanie i usuwanie, zaś tworzywo poliuretanowe zapewnia niezrównaną odporność na działanie soku żołądkowego. Efektem jest zmniejszenie kosztów opieki. Zewnętrzne urządzenie mocujące cechuje się jednym z najniższych osiągalnych profilów, co zwiększa wygodę pacjenta i ułatwia ukrycie sondy pod ubraniem.

### Korzyści ze stosowania niskoprofilowej sondy gastrostomijnej Entristar™ obejmują:

- konstrukcja zewnętrznego urządzenia mocującego z uniesioną stopką zapewnia cyrkulację powietrza wokół ujścia stomii, zmniejszając ryzyko maceracji skóry i dyskomfortu.
- wzmocnienie obturatora i urządzenia Gripstar™ czyni zakładanie sondy łatwiejszym dla lekarza i dla pacjenta.
- proksymalny zawór antyrefluksowy zapobiega wyciekaniu treści żołądkowej i uszkodzaniu skóry.
- elastyczny wewnętrzny kosz mocujący zapewnia bezpieczne mocowanie sondy.
- szeroki wachlarz rozmiarów (średnic i długości) pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby.
- zatrzask zabezpieczający Clipstar™ na ciągłym zestawie przedłużającym zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.
- zestaw przedłużający posiada fioletowe złącza dla ułatwienia identyfikacji systemu karmienia jelitowego.

### Cechy niskoprofilowej sondy gastrostomijnej Entristar™



## Informacje do zamówień

### Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Nutriport™ mocowana balonem

| Nr REF | Opis            | Szt. w opak. | Nr REF | Opis            | Szt. w opak. | Nr REF | Opis            | Szt. w opak. |
|--------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|
| 712080 | 12 Fr/Ch 0,8 cm | 1            | 716080 | 16 Fr/Ch 0,8 cm | 1            | 720080 | 20 Fr/Ch 0,8 cm | 1            |
| 712100 | 12 Fr/Ch 1,0 cm | 1            | 716100 | 16 Fr/Ch 1,0 cm | 1            | 720100 | 20 Fr/Ch 1,0 cm | 1            |
| 712120 | 12 Fr/Ch 1,2 cm | 1            | 716120 | 16 Fr/Ch 1,2 cm | 1            | 720120 | 20 Fr/Ch 1,2 cm | 1            |
| 712150 | 12 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 716150 | 16 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 720150 | 20 Fr/Ch 1,5 cm | 1            |
| 712170 | 12 Fr/Ch 1,7 cm | 1            | 716170 | 16 Fr/Ch 1,7 cm | 1            | 720170 | 20 Fr/Ch 1,7 cm | 1            |
| 712200 | 12 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 716200 | 16 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 720200 | 20 Fr/Ch 2,0 cm | 1            |
| 712230 | 12 Fr/Ch 2,3 cm | 1            | 716230 | 16 Fr/Ch 2,3 cm | 1            | 720230 | 20 Fr/Ch 2,3 cm | 1            |
| 712250 | 12 Fr/Ch 2,5 cm | 1            | 716250 | 16 Fr/Ch 2,5 cm | 1            | 720250 | 20 Fr/Ch 2,5 cm | 1            |
| 712270 | 12 Fr/Ch 2,7 cm | 1            | 716270 | 16 Fr/Ch 2,7 cm | 1            | 720270 | 20 Fr/Ch 2,7 cm | 1            |
| 712300 | 12 Fr/Ch 3,0 cm | 1            | 716300 | 16 Fr/Ch 3,0 cm | 1            | 720300 | 20 Fr/Ch 3,0 cm | 1            |
| 712350 | 12 Fr/Ch 3,5 cm | 1            | 716350 | 16 Fr/Ch 3,5 cm | 1            | 720350 | 20 Fr/Ch 3,5 cm | 1            |
| 712400 | 12 Fr/Ch 4,0 cm | 1            | 716400 | 16 Fr/Ch 4,0 cm | 1            | 720400 | 20 Fr/Ch 4,0 cm | 1            |
| 712450 | 12 Fr/Ch 4,5 cm | 1            | 716450 | 16 Fr/Ch 4,5 cm | 1            | 720450 | 20 Fr/Ch 4,5 cm | 1            |
| 712500 | 12 Fr/Ch 5,0 cm | 1            | 716500 | 16 Fr/Ch 5,0 cm | 1            | 720500 | 20 Fr/Ch 5,0 cm | 1            |
| 714080 | 14 Fr/Ch 0,8 cm | 1            | 718080 | 18 Fr/Ch 0,8 cm | 1            | 724080 | 24 Fr/Ch 0,8 cm | 1            |
| 714100 | 14 Fr/Ch 1,0 cm | 1            | 718100 | 18 Fr/Ch 1,0 cm | 1            | 724100 | 24 Fr/Ch 1,0 cm | 1            |
| 714120 | 14 Fr/Ch 1,2 cm | 1            | 718120 | 18 Fr/Ch 1,2 cm | 1            | 724120 | 24 Fr/Ch 1,2 cm | 1            |
| 714150 | 14 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 718150 | 18 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 724150 | 24 Fr/Ch 1,5 cm | 1            |
| 714170 | 14 Fr/Ch 1,7 cm | 1            | 718170 | 18 Fr/Ch 1,7 cm | 1            | 724170 | 24 Fr/Ch 1,7 cm | 1            |
| 714200 | 14 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 718200 | 18 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 724200 | 24 Fr/Ch 2,0 cm | 1            |
| 714230 | 14 Fr/Ch 2,3 cm | 1            | 718230 | 18 Fr/Ch 2,3 cm | 1            | 724230 | 24 Fr/Ch 2,3 cm | 1            |
| 714250 | 14 Fr/Ch 2,5 cm | 1            | 718250 | 18 Fr/Ch 2,5 cm | 1            | 724250 | 24 Fr/Ch 2,5 cm | 1            |
| 714270 | 14 Fr/Ch 2,7 cm | 1            | 718270 | 18 Fr/Ch 2,7 cm | 1            | 724270 | 24 Fr/Ch 2,7 cm | 1            |
| 714300 | 14 Fr/Ch 3,0 cm | 1            | 718300 | 18 Fr/Ch 3,0 cm | 1            | 724300 | 24 Fr/Ch 3,0 cm | 1            |
| 714350 | 14 Fr/Ch 3,5 cm | 1            | 718350 | 18 Fr/Ch 3,5 cm | 1            | 724350 | 24 Fr/Ch 3,5 cm | 1            |
| 714400 | 14 Fr/Ch 4,0 cm | 1            | 718400 | 18 Fr/Ch 4,0 cm | 1            | 724400 | 24 Fr/Ch 4,0 cm | 1            |
| 714450 | 14 Fr/Ch 4,5 cm | 1            | 718450 | 18 Fr/Ch 4,5 cm | 1            | 724450 | 24 Fr/Ch 4,5 cm | 1            |
| 714500 | 14 Fr/Ch 5,0 cm | 1            | 718500 | 18 Fr/Ch 5,0 cm | 1            | 724500 | 24 Fr/Ch 5,0 cm | 1            |

### Niskoprofilowa sonda gastrostomijna Entristar™

| Nr REF     | Opis            | Szt. w opak. | Nr REF     | Opis            | Szt. w opak. |
|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 8884741212 | 12 Fr/Ch 1,2 cm | 1            | 8884741656 | 16 Fr/Ch 2,4 cm | 1            |
| 8884741215 | 12 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 8884741664 | 16 Fr/Ch 2,7 cm | 1            |
| 8884741220 | 12 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 8884741672 | 16 Fr/Ch 3,0 cm | 1            |
| 8884741225 | 12 Fr/Ch 2,5 cm | 1            | 8884741680 | 16 Fr/Ch 3,5 cm | 1            |
| 8884741230 | 12 Fr/Ch 3,0 cm | 1            | 8884742019 | 20 Fr/Ch 1,5 cm | 1            |
| 8884741235 | 12 Fr/Ch 3,5 cm | 1            | 8884742027 | 20 Fr/Ch 2,0 cm | 1            |
| 8884741240 | 12 Fr/Ch 4,0 cm | 1            | 8884742035 | 20 Fr/Ch 2,5 cm | 1            |
| 8884741245 | 12 Fr/Ch 4,5 cm | 1            | 8884742043 | 20 Fr/Ch 3,0 cm | 1            |
| 8884741250 | 12 Fr/Ch 5,0 cm | 1            | 8884742050 | 20 Fr/Ch 3,5 cm | 1            |
| 8884741623 | 16 Fr/Ch 1,5 cm | 1            | 8884742068 | 20 Fr/Ch 4,0 cm | 1            |
| 8884741631 | 16 Fr/Ch 1,7 cm | 1            | 8884742076 | 20 Fr/Ch 4,5 cm | 1            |
| 8884741649 | 16 Fr/Ch 2,0 cm | 1            | 8884742084 | 20 Fr/Ch 5,0 cm | 1            |

### Akcesoria

| Nr REF     | Opis                                                        | Szt. w opak. | Nr REF     | Opis                                  | Szt. w opak. |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 8884741805 | Urządzenie do pomiaru stomii                                | 5            | 8884761126 | Zestaw do karmienia porcjami - jałowy | 5            |
| 8884741813 | Zestaw do karmienia porcjami - niejałowy                    | 10           | 8884742201 | Entristar™ obturator 12 Fr/Ch         | 5            |
| 8884741821 | Zestaw do karmienia ciągłego - niejałowy                    | 10           | 8884742209 | Entristar™ obturator 16 Fr/Ch         | 5            |
| 8884761100 | Zestaw do karmienia ciągłego - jałowy                       | 5            | 8884742217 | Entristar™ obturator 20 Fr/Ch         | 5            |
| 8884761118 | Zestaw do karmienia ciągłego z męskim złączem luer - jałowy | 5            |            |                                       |              |

COVIDIEN, COVIDIEN z logo i logo Covidien są  
zarejestrowanymi w USA i innych krajach znakami  
handlowymi Covidien AG. Wszystkie inne marki są  
znakami handlowymi spółki Covidien.  
© 2010 Covidien.

MS/2010/MH/0158/PL



**COVIDIEN**

COVIDIEN POLSKA  
SP. Z O.O.

AL. JEROZOLIMSKIE 162  
02-342 WARSZAWA

+48 22 3122000 [T]  
+48 22 3122020 [F]