

Moje mniejsze obciążenie pracą, to większe bezpieczeństwo moich pacjentów

Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™

 COVIDIEN



*„Coraz więcej przepisów i obowiązków, oddziały pełne ciężko chorych pacjentów i ciągły pośpiech – to wyzwania, z którymi muszę mierzyć się każdego dnia”.*

#### **IM WIĘCEJ WYZWAŃ W MOJEJ CODZIENNEJ PRACY, TYM WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO MOICH PACJENTÓW**

Wyzwania związane z opieką nad pacjentami stale rosną. Stawiane są coraz większe wymagania, przybywa nowych przepisów, narasta pośpiech i stres, a przecież opieka nad pacjentem staje się wciąż bardziej złożona, rośnie także ryzyko zakażeń. Wszystko to nie może jednak ograniczać jakości i bezpieczeństwa w codziennej praktyce klinicznej. Poza tym, bezpieczeństwo pacjenta i personelu muszą pozostawać w centrum uwagi na równi z dążeniem do ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka zakażeń.

#### **WIĘKSZA ULGA W MOJEJ CODZIENNEJ PRACY, TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO MOICH PACJENTÓW**

**Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet, zwłaszcza u zacewnikowanych pacjentów**

- Zakażenia dróg moczowych stanowią do 40% najczęstszych zakażeń szpitalnych<sup>1</sup>
- 90% z nich wiąże się ze stosowaniem cewnika urologicznego<sup>1</sup>.

#### **WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO: Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™**

Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ z zapobiegającym rozchlapywaniu zaworem zwrotnym redukuje ryzyko zakażeń nawet o 50%.<sup>2</sup>



*Złoty standard wśród zamkniętych systemów dobowej zbiórki moczu*

<sup>1</sup> Guideline for hospital hygiene and infection prevention; Robert Koch Institute Berlin; Bundesgesundheitsblatt 1999; (42) pp. 806–809

<sup>2</sup> Brühl; Infektionsprophylaxe in der Urologie (infection prophylaxis in urology), in: Krankenhaushygiene 1992, Steuer (pub.), 4th edition

# Większa czystość – większe bezpieczeństwo

## Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™

### Połączenie prostoty i bezpieczeństwa:

- Bezpieczny i nieograniczony drenaż moczu
- Ochrona pacjenta i personelu
- Proste i bezpieczne stosowanie w codziennej praktyce.



### WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ: UNIWERSALNY WIESZAK

Wygodne mocowanie systemu MonoFlo™, dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a jednocześnie prosty i dokładny odczyt dzięki utrzymywaniu poziomej pozycji systemu.



### ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻENIA PERSONELU: ZAWÓR ZWROTNY ZAPOBIEGAJĄCY ROZCHLAPYWANIU MOCZU

Proste i szybkie opróżnianie jedną ręką, bez ryzyka rozchlapywania moczu, dzięki zintegrowanemu ergonomicznemu uchwytowi.



### WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO: NAPOWIETRZANA KOMORA KROPELWA

Bezpieczny i jałowy przepływ moczu bezpośrednio z cewnika do komory kroplowej, zapobiegający przedostawaniu się bakterii do pęcherza i tym samym chroniący przed zakażeniem.



### ZRĘCZNIJSZE ROZWIĄZANIA: USZCZELNIONE ZAWORY ZWROTNE

Nieskrępowany odpływ bezpośrednio do komory kroplowej i worka, przy ochronie przed cofaniem moczu do cewnika.



### WIĘKSZA INDYWIDUALIZACJA: ZŁĄCZE DO POBIERANIA PRÓBEK

Większe bezpieczeństwo dzięki możliwości indywidualnego wyboru – wersji do nakłuwania strzykawką z igłą lub wersji bezigłowej dla strzykawki luer-lock.

## Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™

Nasze wszechstronne portfolio systemów godzinowej zbiórki moczu, również ze wstępnie podłączonymi cewnikami, zapewnia szerokie możliwości wyboru dla zapewnienia pacjentowi precyzyjnej i zindywidualizowanej opieki przy użyciu perfekcyjnych zamkniętych systemów do zbiórki moczu.<sup>3</sup>

Nr ref.	Opis	Szt. w opak.	PZN/cl. VE	PZN/VE
6208-02	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™, jałowy, dla dorosłych, z drenem 90 cm	30		
6209-02	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™, jałowy, dla dorosłych, z drenem 120 cm	30		
6308	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ z bezigłowym złączem do pobierania próbek	20		
2090-02	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™, z drenem 90 cm do opieki domowej	30	2526597	4484070
2120-02	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™, z drenem 120 cm do opieki domowej	30	2526605	4484064
6209121	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ ze wstępnie podłączonym cewnikiem silikonowym, z drenem 120 cm, z balonikiem 5 ml, 12 CH	30		
6209141	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ ze wstępnie podłączonym cewnikiem silikonowym, z drenem 120 cm, z balonikiem 5 ml, 14 CH	20		
6209161	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ ze wstępnie podłączonym cewnikiem silikonowym, z drenem 120 cm, z balonikiem 5 ml, 16 CH	30		
6209181	Zamknięty system dobowej zbiórki moczu MonoFlo™ ze wstępnie podłączonym cewnikiem silikonowym, z drenem 120 cm, z balonikiem 5 ml, 18 CH	30		

**PROSIMY O KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ LUB POTRZEBY UDZIELENIA DALSZYCH INFORMACJI NA TEMAT SYSTEMU MONOFLO™**

*Zamknięty system dobowej  
zbiórki moczu MonoFlo™  
– postęp przez innowacje*

COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo COVIDIEN i slogan *positive results for life* są zastrzeżonymi międzynarodowymi znakami handlowymi COVIDIEN AG. Pozostałe znaki towarowe są własnością spółek należących do grupy COVIDIEN.

<sup>3</sup> Knopf, Neue Industrieoption zur Prävention katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (New industrial option for the prevention of catheter-associated urinary tract infections), 29th edition, 2004: p. 11