



Introcan Safety®
3-nowa generacja
kaniul z zastawką
uniemożliwiającą
wyływ krwi
podczas kaniulacji

POPROWADZI CIĘ
INTROCAN SAFETY® 3

JEST W RYTMIE TWOICH KROKÓW

Zatrząsk w trybie pasywnym

- uruchamiany automatycznie
- nie można ominąć samoaktywacji zatrząsku
- identyczny dla Vasofix Safety





Platforma stabilizująca

- wzmacnia stabilność kaniuli podczas mocowania
- redukuje skrętność kaniuli
- podnosi dostęp luer



Zastawka antywyływowa

- minimalizuje potrzebę uciskania żyły
- umożliwia wielokrotną kontrolę przepływu krwi
- bez wycieku krwi
- kaniulacja bez stresu



Technologia dwustopniowej identyfikacji

- wypływ krwi do igły potwierdza umiejscowienie igły w żyłę
- wypływ krwi do kaniuli potwierdza prawidłowe umiejscowienie kaniuli



Uniwersalny szlif

- kąt wprowadzenia igły zgodny z zaleceniami
- wyjątkowo ostre ostrze kaniuli minimalizuje ból podczas wkłucia
- dzięki uniwersalności szlif u nakłucie V jest bezpieczniejsze i zmniejsza ryzyko infekcji



Numer produktu	Rozmiar	Długość		Średnica (mm)	Przepływ (ml/min)
		(cal)	(mm)		
4251127-01	■ 24	$\frac{3}{4}$	19	0.7	22
4251128-01	■ 22	1	25	0.9	35
4251129-01	■ 20	1	25	1.1	65
4251130-01	■ 20	$1\frac{1}{4}$	32	1.1	60
4251131-01	■ 18	$1\frac{1}{4}$	32	1.3	105
4251132-01	■ 18	$1\frac{3}{4}$	45	1.3	100
4251136-01	■ 16	$1\frac{1}{4}$	32	1.7	195
4251133-01	■ 16	2	50	1.7	185
4251135-01	■ 14	$1\frac{1}{4}$	32	2.2	325
4251134-01	■ 14	2	50	2.2	310

Opakowanie zbiorcze: 200 szt (4 x 50 szt)

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,

tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-029 02/2020